

Informations patients.es



Les pharmacien·ne·s vous informent

COMBIEN RESTE-T-IL DE DOSES DANS MON SPRAY DE VENTOLIN® ?

Technique de la pesée de la cartouche de Ventolin®

Cette technique prend en compte le poids de la cartouche uniquement!

1. Retirer la cartouche


Cartouche

2. Peser la cartouche



ATTENTION : Cette procédure se réfère spécifiquement au VENTOLIN ®.

Elle ne peut pas être utilisée pour d'autres aérosol-doseurs!



3. Lire le poids

La pesée peut se faire avec une balance de cuisine usuelle

Poids	Niveau de remplissage	Doses restantes approximatives	Attitude
28 g	100%	200	Ok, continuer avec le même emballage
25 g	75%	150	
21 g	50%	100	
18 g	25%	50	Passer à la pharmacie chercher un nouvel emballage
15 g	0% (≈ 10 doses)	0	

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.